

# Платформа XEO

## Мультифункциональная платформа XEO для фото- и лазерной терапии



### Удаление волос:

#### Laser Hair Removal 1064 нм Nd:YAG

- Лидер рынка лазеров с длиной волны 1064 нм для всех типов кожи, в том числе и для загорелой кожи

#### ProWave 770-1100 нм

- Калиброванные лампы для безопасного и быстрого удаления волос для всех типов кожи (с I по IV)

### Неинвазивные процедуры:

#### Васкулярные проблемы / Пигментные пятна

#### Laser Vascular 1064 нм Nd:YAG

- Лечение широкого спектра сосудистых патологий, в том числе глубоких ретикулярных сосудов, на лице и нижних конечностях
- Отличное дополнение к процедуре склеротерапии

#### LimeLight 520-1100 нм

- Три режима работы и встроенная система охлаждения
- Безопасное лечение диффузной красноты, телеангиэктазии, розацеи, солнечного лентиги

#### АсиТip 500-635 нм

- Первый наконечник, специально разработанный для лечения дискретных пигментных и сосудистых поражений

### Неинвазивные процедуры:

#### Снижение тургора / Изменение текстуры / Мелкие / Глубокие морщины

#### Titan 1100-1800 нм

- Уникальная насадка с инфракрасным источником света для термолифтинга и стимуляции коллагеногенеза

#### Laser Genesis 1064 нм Nd:YAG

- Запатентованная лазерная микросекундная технология
- Уменьшает диффузное покраснение, устраняет мелкие и глубокие морщины, расширенные поры и разглаживает неравномерную текстуру кожи

### Минимально инвазивные процедуры: Морщины / Снижение тургора / Изменение текстуры

#### Pearl Fractional 2790 нм

- Новый аблятивно-фракционный лазер с излучающим кристаллом YSGG («Иттрий Скандий Галлиевый Гранат») и длиной волны 2790 нм
- Единственный лазер, длина волны которого специально подобрана так, чтобы добиться максимальных результатов лечения при обеспечении высокого уровня безопасности и минимального времени на восстановление
- Лазер Pearl Fractional YSGG эффективно устраняет морщины и глубокие неровности кожи даже в плохо поддающихся коррекции периорбитальной и периоральной зонах

#### Pearl 2790 нм

- Новая, более безопасная длина волны, способствующая получению превосходных результатов и быстрому заживлению
- Полностью обновляет эпидермис за одну процедуру
- Устраняет мелкие морщины и дисхромия, уменьшает размер пор, выравнивает неровную текстуру кожи

#### Pearl Fusion – сочетание возможностей Pearl и Pearl Fractional в одной процедуре

- Устраняет морщины и дисхромия, уменьшает размер пор, выравнивает неровную текстуру кожи, сглаживает рубцы
- Уникальная комбинация обоих типов лечения с воздействием на разные слои кожи



Источник инфракрасного излучения	Xeo Titan
Источники импульсного высокоинтенсивного света	LimeLight, ProWave, AcuTip
1064 нм Nd:YAG	Laser Genesis, Laser Vascular, Laser Hair Removal
2790 нм YSGG	Pearl Fractional, Pearl



Интуитивный интерфейс позволяет добиваться кастомизированного лечения

## Применение в медицинской практике для кожи I-VI типа

	Pearl Fractional YSGG 2790 нм	Pearl YSGG 2790 нм	Titan 1100 - 1800 нм	LimeLight 520 - 1100 нм	AcuTip 500 - 635 нм	ProWave 770 - 1100 нм	Laser Genesis 1064 нм	Excel 1064 нм	CoolGlide CV 1064 нм
Дисхромия		◆		●	●				
Диффузная краснота				●			●		
Телеангиэктазия на лице				●	●			●	
Варикозное расширение вен								●	
Текстура кожи	◆	◆					●		
Увеличенные поры		◆					●		
Дряблость кожи			●						
Морщины	◆	◆					●		
Глубокие дефекты кожи	◆								
Удаление волос						●			●

◆ Аблятивные процедуры

● Неаблятивные не требующие времени на восстановление процедуры

### Технические характеристики платформы XEO

Вес	61.2 кг	Система охлаждения	Встроенная автономная
Размер	30,5 x 48 x 89 см (плюс регулируемые по высоте насадки)	Параметры электропитания	230В / 20А