

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА

excel HR™

21st century hair removal

Excel HR – это комбинация высокомощного александритового лазера с длиной волны 755 нм и многофункционального Nd:Yag-лазера с длиной волны 1064 нм с превосходным сапфировым контактным охлаждением. В системе использованы самые последние достижения в области лазерных технологий для удаления нежелательных волос на коже с любым фототипом.

Ультрасовременная Эргономичная

Современный дизайн облегчённой насадки, которая является практически продолжением Вашей руки. Легкая конструкция насадки, идеально продуманная система охлаждения, калибровка в режиме реального времени, расширенные параметры работы, защита оптического волокна.


Потрясающая Безопасная и эффективная

Максимально эффективная доставка лазерной энергии к глубоко расположенным волосяным фолликулам. Контактное сапфировое охлаждение.

Гарантия эффективности: значительное уменьшение роста волос даже при работе на более низкой мощности.

Исключительная Сапфировое охлаждение до, во время и после

Защита эпидермиса является одной из важных составляющих при работе с тёмными фототипами кожи. В excel HR сапфировое охлаждение обеспечивает стойкий охлаждающий эффект до, во время и после каждого лазерного импульса.



Производительность и эффективность

- Повышенная производительность за счёт двух длин волн – 755 нм и 1064 нм
- Запатентованная truPulse - Nd:Yag технология
- Калибровка в режиме реального времени
- Быстрый разогрев и быстрое охлаждение прибора
- Отсутствие расходных материалов

Универсальность и удобство

- Удаление нежелательных волос, сосудистых поражений кожи, гиперпигментаций, омоложение, лечение акне, розацеа
- Возможность регулировки размера пятна с дисплея прибора в онлайн режиме
- Надёжный кабель с максимальной длиной 3 метра

Комфорт и безопасность

- Регулируемые настройки температуры от 4 до 20°
- Не выделяет хлорфторуглероды
- Предназначен для всех типов кожи



Эксклюзивный представитель фирмы «CUTERA» в России – компания «MMC»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 412. Тел.: +7 985 317 3378
E-mail: info@mmc-group.ru • www.mmc-group.ru • www.cutera.pro